

# EyeBag® *Instant*



Nowy, doskonały produkt firmy The EyeBag® Company. Jeżeli nie masz dostępu do kuchenki mikrofalowej, jesteś w podróży służbowej lub na urlopie, ale brakuje Ci ulgi, jaką przynosi kompres MGDRx EyeBag®, EyeBag® *Instant* będzie Twoim najlepszym towarzyszem podróży!

THE  
**EyeBag®**  
COMPANY



Kompresy w formie maseczek są zapakowane pojedynczo w saszetki jednorazowego użytku i zaczynają rozgrzewać się po otwarciu opakowania, pod wpływem kontaktu z powietrzem. Kompres osiąga optymalną temperaturę po 2-3 minutach.



Wystarczy zamocować kompres za uszami i pozostawić go na twarzy przez 10 minut. Pod wpływem ciepła, uwolnione zostaną naturalne tłuszcze, które łagodzą objawy suchości oczu.

Następnie, należy zdjąć kompres EyeBag® *Instant* i zastosować tę samą technikę masażu jak w przypadku kompresu MGDRx EyeBag®. Po ostygnięciu kompresu EyeBag® do temperatury pokojowej, można wyrzucić go razem z innymi odpadami. To naprawdę bardzo proste!

# TECHNIKA MASAŻU POWIEK

---

1. W celu wyciśnięcia płynnej oleistej wydzieliny z gruczołów Meiboma, należy masować powieki palcem wskazującym lub środkowym, przesuając opuszek palca od wewnętrznego kąta oka w kierunku kąta zewnętrznego.
2. Należy rozpocząć masaż od górnej powieki, umieszczając opuszek palca w kącie oka od strony nosa. Palec powinien delikatnie dotykać górnej powieki powyżej linii rzęs, a dolnej powieki poniżej linii rzęs. Należy przesuwać palec wzdłuż krawędzi powieki płynnym ruchem w kierunku skroni. Nacisk powinien być odczuwalny, ale niezbyt mocny. Niektóre osoby wolą wykonywać masaż symetrycznie, używając palców wskazujących lub środkowych obu dłoni na raz tzn. prawa dłoń masuje powiekę prawego oka, a lewa dłoń jednocześnie masuje powiekę lewego oka.
3. Należy wykonać w ten sam sposób masaż dolnej powieki, umieszczając opuszek palca tuż pod linią rzęs w kącie oka i przesuując go w kierunku skroni. Opisany masaż należy wykonać 5-10 razy w czasie około 30 sekund, bezpośrednio po zdjęciu ciepłego kompresu z powiek.
4. Istotne jest wykonanie masażu zgodnie z opisaną wyżej techniką i zastosowanie odpowiedniej siły nacisku. Nie należy naciskać na powiekę ani za mocno, ani za słabo. Masaż powinien być odczuwalny jako dość przyjemny. Należy pamiętać, że zbyt silny nacisk może spowodować uraz gałki ocznej znajdującej się pod zamkniętą powieką. Masaż należy zawsze wykonywać przy zamkniętych oczach.

## WAŻNE

---

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, należy przerwać stosowanie produktu. W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się ochroną wzroku przed zastosowaniem produktu. Zużyty kompres można wyrzucić razem z innymi odpadami komunalnymi.

*Produkt ulega aktywacji po kontakcie z powietrzem. Należy otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem produktu.*

# EyeBag® *Instant*



THE  
**EyeBag®**  
COMPANY

The EyeBag® Company Ltd  
Unit 5  
Calderdale Business Park  
Club Lane  
Halifax  
HX2 8DB

Tel: +44(0)1422 346 116

Marka i wzór EyeBag® stanowią  
zastrzeżone znaki towarowe, należące  
do The EyeBag® Company Ltd.

Wyprodukowano w Chinach  
dla The EyeBag® Company.

**[www.eyebags.com](http://www.eyebags.com)**

EB1-EURO-LEAFLET-OCT15