

**PL Enzymatyczne tabletki oczyszczające Oté Wiper . Do usuwania osadów składających się z albumin, tłuszczów i polisacharydów (białek, mukopolisacharydów i osadów lipidowych). Przeznaczone do czyszczenia soczewek kontaktowych wszystkich typów.**

**Skład:**

Substancja czynna: SubtilisinA.

Substancje konserwujące: nie zawiera konserwantów.

**Zawartość opakowania:** 10 tabletek Oté Wiper

**Instrukcja użytkowania**

**Zastosowanie:**

- Tabletki należy stosować raz w tygodniu. Jeżeli taka częstotliwość czyszczenia jest niewystarczająca, należy zwrócić się o poradę do specjalisty zajmującego się aplikacją soczewek kontaktowych.
- Należy przygotować czysty pojemnik do przechowywania soczewek kontaktowych.
- Oczyszczyć soczewki tak jak zwykle i umieścić je w pojemniku.
- Napełnić pojemnik uniwersalnym roztworem do pielęgnacji soczewek lub roztworem opartym na nadtlenu wodoru. Następnie dodać do roztworu jedną enzymatyczną tabletkę oczyszczającą na parę soczewek i szczelnie zamknąć pojemnik.
- Oczyszczanie enzymatyczne wymaga pozostawienia soczewek zanurzonych w roztworze na czas od 2 do 8 godzin. Soczewki nie mogą być zanurzone w roztworze dłużej niż 12 godzin.
- Następnie, należy oczyścić soczewki umieszczając je na wewnętrznej części dłoni i delikatnie pocierając palcem wskazującym przez 30 sekund.
- Przed założeniem, należy dokładnie opłukać soczewki uniwersalnym roztworem do pielęgnacji lub roztworem soli fizjologicznej.

**Ostrzeżenia:**

- Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu. Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Przed każdym założeniem soczewek, należy opłukać je świeżym uniwersalnym roztworem do pielęgnacji lub roztworem soli fizjologicznej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli stosowany jest roztwór oparty na nadtlenu wodoru, płyn może „wykipieć” powyżej powierzchni pojemnika na soczewki, jednak nie ma to wpływu na jego właściwości.
- Jeżeli dojdzie do podrażnienia oczu, należy zdjąć soczewki kontaktowe i natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Następnie, należy opłukać soczewki dużą ilością uniwersalnego roztworu do pielęgnacji lub roztworu soli fizjologicznej. Przerwać stosowanie enzymatycznych tabletek oczyszczających i skontaktować się ze specjalistą aplikującym soczewki kontaktowe. W miarę potrzeby, należy skonsultować się z lekarzem okulistą.
- Należy dokładnie stosować się do zaleceń podanych przez specjalistę aplikującego soczewki kontaktowe. Niestosowanie się do zaleceń dotyczących pielęgnacji soczewek kontaktowych może doprowadzić do wywołania podrażnień, a nawet infekcji oczu.
- Tabletki są przeznaczone do użytku jednorazowego.