

Nowość!

Nowatorskie – Innowacyjne

łagodzenie uczucia suchego oka

PIILOSET®

BioDrop

**bez środków
konserwujących**

Nawilżające krople do oczu

łagodzą uczucie suchości oka

**Odpowiednie dla użytkowników
soczewek kontaktowych**

Ekonomiczne i łatwe w użyciu

**Fiolki z możliwością wielokrotnego
zamykania**

Dystrybutor: Piiloset by Finnsusp Oy, Pääskykalliontie 5, FI-21420 Lieto Finlandia • www.piiloset.fi

Koniec z pieczeniem, swędzeniem i podrażnieniami oczu

Uczucie ciała obcego w oku powoduje dyskomfort i może być wywołane przez wiele czynników środowiskowych takich jak wiatr, promienie słoneczne, słona woda, suche powietrze, dym, klimatyzacja, długotrwałe korzystanie z komputera i noszenie soczewek kontaktowych. Krople Piilosek BioDrop przynoszą ulgę osobom cierpiącym na podrażnienia i suchość oczu.

Z zespołem suchego oka mamy do czynienia wtedy, gdy oko nie wytwarza wystarczającej ilości łez lub jeżeli te zbyt szybko wyparowują z powierzchni oka. Zespół suchego jest zaburzeniem występującym powszechnie, jednak jego objawy można często złagodzić w prosty sposób.

Krople do oczu Piilosek BioDrop nie zawierają konserwantów, co sprawia, że są bezpieczne i odpowiednie w szczególności dla osób o wrażliwych oczach, nadają się do częstego i długotrwałego stosowania i można stosować je przed założeniem soczewek kontaktowych jak i podczas noszenia.

Kwas hialuronowy – naturalna i bezpieczna ochrona

Substancją czynną w kroplach Piilosek BioDrop jest hialuronian sodu. Kwas hialuronowy jest polisacharydem występującym naturalnie w ludzkim organizmie, na przykład w płynie łzowym czy cieczy szklistej. Jak wykazały badania, kwas hialuronowy łagodzi objawy zespołu suchego oka, chroni nabłonek rogówki i przyspiesza gojenie się urazów rogówki¹.

Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mukoadhezyjne i wiskoelastyczne, które poprawiają stabilność filmu łzowego i zapewniają uczucie komfortu na powierzchni oka.

Kwas hialuronowy zwilża soczewkę kontaktową i powierzchnię oka. Niezwykłe właściwości wiskoelastyczne tego biopolimeru i jego zdolność do zatrzymywania wody poprawiają nawilżenie powierzchni rogówki.

Zawarty w kroplach Piilosek BioDrop kwas hialuronowy jest uzyskiwany metodą syntezy biotechnologicznej. Dzięki temu jest bezpieczny i nie jest produktem pochodzenia zwierzęcego. W porównaniu z innymi kroplami do oczu dostępnymi na rynku, stężenie kwasu hialuronowego w kroplach Piilosek BioDrop jest wysokie i wynosi 0,2%.

¹ Aragona, P., Hyaluronan in the treatment of ocular surface disorders, (editors) Garg, H.G., Hales, C.A., Chemistry and Biology of Hyaluronan, Chapter 24, Elsevier Ltd., 2004.

Bardziej komfortowe noszenie soczewek kontaktowych:

W celu uzyskania jak najlepszego efektu nawilżenia za pomocą nowych produktów Piilosek, zalecane jest jednocześnie stosowanie kropli nawilżających Piilosek BioDrops i zwilżającego roztworu do pielęgnacji Piilosek BioTwin®.

Produkty nadają się do częstego i długotrwałego stosowania.

Ekonomiczne i łatwe w użyciu

Piilosek BioDrop to łatwość stosowania i doskonały stosunek wartości do ceny. Opakowanie zawiera 20 fiolek o pojemności 0,5 ml z możliwością wielokrotnego zamykania. Każda fiołka zawiera do 14 kropli, czyli ilość wystarczającą na cały dzień. Po otwarciu fiołki, jej zawartość należy zużyć w ciągu 12 godzin.



Skład

0,2% hialuronian sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, jednonasadowy fosforan sodu, chlorek sodu, woda do iniekcji.



PIILOSEK®

**Krople
do wrażliwych oczu**